



**- ALFABETISK HURTIGOVERSIGT -**

Medikament Indholdsstof	Mængde (børn)	Udføres	Vejl. terapeutisk interval	Pris, kr.
Amitriptylin	3,5 ml (2,0 ml)	1-2/uge	360 - 900 nmol/l	313,-
Carbamazepin	250µl (150 µl)	5/uge	20 - 45 µmol/l	94,-
Citalopram	2,5 ml (1,2 ml)	1/uge	100 - 400 nmol/l	313,-
Clobazam	1,2 ml (550 µl)	1/uge	80 - 960 nmol/l	271,-
Clomipramin	3,5 ml (2,0 ml)	1/uge	250 - 1000 nmol/l	313,-
Clonazepam	2,5 ml (1,1 ml)	1/uge	50 - 190 nmol/l	418,-
Clozapin	1,0 ml (500 µl)	1-2/uge	300 - 2000 nmol/l	386,-
Diazepam	1,5 ml (550 µl)	1/uge	>1400 nmol/l	271,-
Doxepin	3,5 ml (2,0 ml)	1/uge	220 - 900 nmol/l	313,-
Ethosuximid	500 µl (250 µl)	1/uge	300 - 600 µmol/l	230,-
Felbamat	250 µl (150 µl)	2/måned	Ikke relevant	240,-
Fluoxetin	2,5 ml (1,2 ml)	2/måned	50 - 1500 nmol/l	386,-
Flupentixol	8,0 ml (4,5 ml)	2/måned	2 - 8 nmol/l	386,-
Fluphenazin	8,0 ml (4,5 ml)	2/måned	0,5 - 6,4 nmol/l	386,-
Fosphenytoin	150 µl (150 µl)	5/uge	18 - 24 µmol/l	
Gabapentin	2,5 ml (1,2 ml)	2/måned	10 - 50 µmol/l	418,-
Haloperidol	8,0 ml (4,5 ml)	2/måned	13 - 40 nmol/l	386,-
Imipramin	3,5 ml (2,0 ml)	1/uge	535 - 1100 nmol/l	313,-
Lamotrigin	250 µl (150 µl)	5/uge	4 - 50 µmol/l	135,-
Levetiracetam	250 µl (150 µl)	2/uge	35 - 120 µmol/l	418,-
Lithiumsalte**	150 µl (150 µl)	5/uge	0,4 - 1,0 mmol/l	84,-
Nitrazepam	1,5 ml (550 µl)	1/uge	150 - 600 nmol/l	271,-
Nortriptylin	3,5 ml (2,0 ml)	1-2/uge	190 - 570 nmol/l	313,-
Oxcarbazepin	250 µl (150 µl)	5/uge	75 - 125 µmol/l	94,-
Paroxetin	2,5 ml (1,2 ml)	2/måned	Ikke fastlagt	313,-
Perphenazin	8,0 ml (4,5 ml)	2/måned	2 - 6 nmol/l	386,-
Phenobarbital	250 µl (150 µl)	5/uge	60 - 200 µmol/l	94,-
Phenytoin, Frit	2,5 ml (1,5 ml)	2/måned	4 - 8 µmol/l efter 10 - 20 % af total	418,-
Phenytoin, Total	150 µl (150 µl)	5/uge	40 - 80 µmol/l	418,-
Pregabalin	2,5 ml (1,2 ml)	2/måned	Ikke fastlagt	418,-
Primidon	250 µl (150 µl)	1/uge	25 - 50 µmol/l	240,-
Topiramat	500 µl (250 µl)	2/uge	5 - 31 µmol/l	386,-
Valproat	500 µl (250 µl)	5/uge	250 - 700 µmol/l	94,-
Venlafaxin	3,5 ml (2,0 ml)	1/uge	600 - 1200 nmol/l	313,-
Zonisamid	1 ml	1/uge	Orienterende 45-180 µmol/l	418,-
Zuclopenthixol*	8,0 ml (4,5 ml)	2/måned	7 - 30 nmol/l	386,-

Alle prøver/analyser

- Tages i tørglas eller heparinglas
- Sendes som serum eller heparin plasma
- Tages medicinfastende
- Opbevares ved 4° C
- Sendes med almindelig post

Undtagelser

- \*) Zuclopenthixol er lysfølsomt - sendes beskyttet mod lys
- \*\*\*) Lithiumsalte tages i gelglas

Gentests (CYP2D6 og CYP2C19)

- 3 ml tages i EDTA glas
- Opbevares uåbnet indtil analyse
- Opbevares ved 4° C
- Sendes med almindelig post
- udføres løbende (1-4 ugers svartid)

Prøver sendes til:

Laboratoriet  
Kolonivej 11  
4293 Dianalund

Yderligere information

58 27 11 77  
[lab@filadelfia.dk](mailto:lab@filadelfia.dk)  
[www.laboratoriet.filadelfia.dk](http://www.laboratoriet.filadelfia.dk)

Opdateret 17. februar 2010